

K-SERIES ATTRACT

SEIZE THE D.



AY

De **küschall K-Series Attract** is een rolstoel die voldoet aan alle wensen van de eindgebruiker. Door het toelopende voorframe en de vier exclusieve matte kleuren is de **Attract** een genot voor het oog.



Aantrekkelijk voor iedereen



Makkelijk in te stellen



Naspanbare zitbekleding met klittenband



Rugsteun vergrendeld bij neerklappen



Achterwielas-verlenging

TECHNISCHE GEGEVENS K-SERIES ATTRACT



Framehoek
75°/90°
toelopend



Zithoogte
voor: 480 – 510 mm
achter: 400 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 10,3 kg



Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
290 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 7 kg



Zitdiepte
375 – 475 mm
in stappen van 20 mm



Zwaartepunt
80 mm/95 mm/
110 mm/125 mm



Totale breedte
ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht
120 kg



Rughoogte
315 – 480 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19